

Bexen cardio

Ready for life

Reanibex 300^{GSM}

DAE avec
transmission GSM

Biphasique Manuel jusqu'à 360 J

Algorithme DAE universel
pour les patients adultes et
pédiatriques

Acquisition et transmission ECG
12 dérivations via GSM

Enregistreur 80 mm

Dispositif RCP en temps réel
(Push Pad)

Possibilité de configurer l'écran
en mode contraste élevé

Mode "auto-apprentissage"
sur le même ordinateur



Reanibex 300 GSM.

Transmission de données



Communications (REANIBEX Data Manager,
REANIBEX Data Cloud)



CARACTÉRISTIQUES

- Technologie biphasique.
- Algorithme DAE universel pour les patients adultes et pédiatriques.
- Grand écran couleur de 5,7".
- Possibilité de configurer l'écran en mode contraste élevé.
- Dispositif "Push Pad", rapports sur la qualité de la fréquence et la profondeur des compressions thoraciques en temps réel (optionnel).
- Mode d'auto-apprentissage (optionnel).
- Acquisition et transmission ECG 12 dérivations via GSM.
- Protocole de RCP configurable.
- Configuré selon les directives ERC / AHA de 2015 et mis à jour à la révision de 2017.
- Autotest automatique quotidien pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement.
- Connexion USB.
- Robuste et compact pour une utilisation facile dans n'importe quel environnement.

ACCESSORIES

- Électrodes de défibrillation jetables pour adulte et pédiatrique
- Électrodes ECG adulte et pédiatrique.
- Sacoche de transport (1).
- Support pour ambulance (certifié EN1789:2007) (2).
- Câble patient à 4+6 brins.
- Dispositif "Push Pad".
- Batterie rechargeable et batterie non rechargeable.
- Enregistreur 80 mm (3).
- Chargeur de batterie externe.
- Batterie rechargeable pour le mode d'auto-entraînement (4).

Applications:

- Application PC REANIBEX Data Manager.
- Application Web REANIBEX Data Cloud.



Bexen cardio

Osatu, S.Coop.
Edificio Zearrekobuelta
Subida de Areitio, 5
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com

